


# SomaVision: Avaliação do Plan



- Dose calculada e importada do CadPlan
- Visualização da Dose
  - Linhas, color wash
  - Superfícies, 3D nuvem de pontos
  - Dose na superfície do órgão
- Dose Volume Histogram (DVH)
  - Múltiplos órgãos ao mesmo tempo
  - Comparação de Planos usando DVH
- Soma de Planos
  - N°. ilimitado de planos de tele e braqui

## Transferência do Plano





# Transferência da Matriz de Dose Calculada




8060324

- CT
- Plan1

Plan1

- CT\_1
  - Structures and Layers
    - BODY
    - H44w
    - H44s
    - HIV
    - Rectum P.0223
    - Rectum P.0225
  - Plan1
    - Field 1
      - Field 1 HD1 HD2
      - Field 1 HD1
      - Field 1 GFF
      - Field 1 JPP
    - Field 2
      - Field 2 HD1 HD2
      - Field 2 HD1
      - Field 2 JPP



Field	Technique	Treatment Unit	Size (cm x cm)	Wedge	Weight	Scale	Gain	Collimator (deg)	Collimator (deg)	Source (deg)	SSD (cm)	X (cm)	Y (cm)	Z (cm)	Wt.	Ref. Dose (cGy)
Field 1	SPARC-1	C-23000	8x	none	1.000	VAR IEC	0.0	C.C	0.0	0.0	99.6	24.2	23.5	138.9	1.0	20.55
Field 2	SPARC-1	C-23000	8x	none	1.000	VAR IEC	0.0	C.C	0.0	0.0	99.6	24.2	23.5	138.9	1.0	20.55